



## Estetic? - MUSTER

### LIGHT4YOU

Rapid la fa?a locului 60000 impulsuri lumin?-nedureoasa-o briza



**muster**

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



### LIGHT4YOU

Rapid la fa?a locului 60000 impulsuri lumin?-nedureoasa-o briza

- 7 touch ecran display color"
- 60000 locului
- Dimensiuni mari de zona tratat? pentru singur Spotlight: ben 7.5 cm2
- Combinat aerul de r?cire + apa si termoelectric
- Tratament: rata de r?cire din Pila ?i tehnologiei sale sofisticate, garanteaza o reducere semnificativ? a timpului de tratament.

#### PROFESIONALE cu aer ?i ap? R?CIT? echipamente

Lumina pulsata, o îndep?rtarea p?rului inovatoare, rapid ?i eficient, non-invaziva de tratament. Folosind energia s-a concentrat pe Xenon Lumina, acte de aplicare direct pe bec de p?r cu rezultate uimitoare. Intensitate mare foto-epilare IPL exploateaza principiul de fototermolizei selective, genereaz? o serie de flash-uri care inhiba celulele responsabile pentru p?r de dezvoltare, contribuind la eliminarea progresiv? ?i permanenta a parului nedorit.

#### ISTORICUL MEDICAL COMPUTERIZAT

Istoricul medical computerizat este simpl? ?i intuitiv?. Pur ?i simplu atinge?i video la func?ia dorit? ?i aparatul v? permite s? u?or ia în considerare to?i parametrii pentru a stabili un tratament adecvat-toate într-o chestiune de secunde. LIGHT4YOU determin? un nivel adecvat de putere ?i se filtreaz? specifice s? foloseasc? pentru tratament, prin selectarea, la câ?iva pa?i de o pagina, parametrii cum ar fi culoarea pielii, culoarea p?rului ?i aspectul. La sfâr?itul anului video va afi?a pentru dumneavoastr? verificare corespunz?toare, un rezumat al datelor selectate ?i va proceda la tratament.

#### FOTO-INTINERIREA TRATAMENT

(op?ional)-nu pentru a fi utilizate de c?tre operator în Italia (D.M. 110/2011). Foto-intinerirea se realizeaz? datorit? efectelor benefice produse de tratament lumina pulsata, care stimuleaza zonele afectate, trezirea lor func?ionarea adecvat? ?i natural?. Tehnologiile inovative oferite de LIGHT4YOU a aratat imbunatatiri vizibile în anomalii cutanate cum ar fi: acnee rozacee, riduri, capilarele superficiale, hypotonicity ale

epidermei. Flash luminos este capabil? de a activa în piele, stimularea producerii de colagen nou, care revitalizeaza pielea textura ?i consisten?a.

- Spot 15 mm x 50 mm (7,5 cm<sup>2</sup>)
- Filtre (2)
- Foto-epilare:
  - 600 nm filtru (potrivit pentru pielea tipuri I-II-III)
  - 640 nm filtru (se potrive?te Fototipie IV-V-VI)
- Energia emis?: reglabil 0.5-18 J/cm<sup>2</sup>
- Amplitudinea spot 20 ms
- Simple sau multiple la fa?a locului loc func?ia (ie?irea continu? reclame pentru a accelera prelucrarea)
- S? întrerupe?i între reclame în modul multiple de la fa?a locului: reglabil de la 1 s 4 s
- Timp de înc?rcare dup? puls: ms 250 (0.25 secunde)
- Lumina unitatea sistem de racire: combinat apa + aer + termoelectric
- Setare temperatura de cristal de emisie  
piele de contact:-5 ° C 5 ° c
- Durata de via?? 60000 lamp? spot
- Consum mediu în func?iune: 180 W
- Putere maxim? de înc?rcare: 2200 W
- Tensiune 230 V/50 Hz