

BEAUTY-UP

VISO E CORPO

- Due uscite con potenze separate e dedicate, per trattamenti viso e corpo
- Utilizzo facile ed intuitivo
- Le funzioni sono attivabili singolarmente con un solo comando
- Display Grafico a Colori Touch Screen
- A ogni trattamento selezionato, oltre ai parametri tecnici per la regolazione dei valori, è visualizzata l'immagine dell'accessorio da utilizzare per il trattamento
- Qualità e praticità degli accessori
- Pratico supporto porta accessori

radiofrequenza - R.F. - trattamento intensivo anti-age e iperidratante

La Radiofrequenza rappresenta una delle più moderne tecniche impiegate nei trattamenti anti-age e del rilassamento cutaneo, attenuando con una certa stabilità le rughe e la lassità cutanea. Si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso di energia produce un "effetto termico controllato", favorendo l'aumento della temperatura del derma che favorisce un'azione anti-aging, ristrutturante e rimodellante.

CORPO

Validissimo trattamento anche per applicazione al corpo per contrastare l'inestetismo della cellulite, adipe e rilassamento cutaneo. Dopo il trattamento marcata riduzione dei noduli antestetici, degli inestetismi dell'edema locale apportando un evidente effetto anti-lipolitico.



SLIMPRESS

apparecchiatura professionale per trattamenti di pressomassaggio sequenziale

Esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante e drenante che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive, migliorando sia il tono che l'aspetto estetico della pelle. L'aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce effetti benefici a sostegno dell'eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

Gambale a 7 elementi completo di bracciali:

- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia

Chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Ampio Display Touch Screen a colori
- Compatta e Silenziosa
- Comandi intuitivi ed estrema semplicità d'utilizzo

4 programmi operativi pre-impostati:

A - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori. Leggero, ideale per le fasi di mantenimento.
B - sequenziale intensivo da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori. Per evidente presenza di cellulite, adipe

e generico ristagno di liquidi.

C - sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati. Intensivo, concentrato su addome e cosce.

D - sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia.



**SLIM
PRESS**