



## Vlasy b?lidla - IT&LY

### ITELY AQUARELY BLOND COMPACT b?lení microgranular postupným uvol?ováním kyslíku



**ITELY**<sup>®</sup>  
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com  
☎ +39 0331 1706328



### ITELY AQUARELY BLOND COMPACT b?lení microgranular postupným uvol?ováním kyslíku

#### S pšeni?né proteiny a esenciální olej z levandule

Výjime?ná mikro - granulované b?lící prášek kompaktní, aby se exkluzivní postupného uvol?ování kyslíku. Zajiš?uje tak rychlost ab?lící síla prášku je ochranná opat?ení aklimatizace krému díky pšeni?ných protein?.

Ideální pro jakoukoli službu nebo zesv?tlení odstran?ní barev v bezpečné a klidné ?ásti kade?nictví použití. Nové složení výrobku umož?uje optimalizovat velikost ?ástic prachu zabra?uje jeho rozptýlení do životního prost?edí p?i odb?ru vzork? a míchání, ?ímž se zabrání nebezpečí vdechování, ?asto zp?sobují nep?íjemné pocity p?i používání. Krom? toho, jednotnost prášku brání vkladu v dob? t?žších ?ástic, které zajiš?ují absolutní stálost výsledk?.

Snadno se míchá, p?íjemn? vonící, není bobtnat a z?stává kompaktní po celou dobu aplikace, zesv?tluje až 6/7 tón?.

Postupné uvol?ování kyslíku zajiš?uje vyšší ú?innost. Pšeni?né proteiny chrání a vyživují vlasy a esenciální olej z levandule má uklid?ující ú?inek.

**zp?sob použití** : se 2 odm?rky AQUARELY blond kompaktní a smísí se s 90 ml Aquarely Oxida?ní emulze podlénsledujícího :  
Stupe? b?lení 3 Toni : vol. 20, clona 20 minut  
.Stupe? b?lení 4 Toni : vol. 30, clona 30 minut  
.Stupe? b?lení 6 Toni : vol. 40, clona 40 minut

.Každý typ vlas? m?že být zodpov?zena v subjektivním zp?sobem k výrobku. Proto záv?rky rychlostí a objemy jsou navrženy považovat za pouze orienta?ní. Není nutné, kterým se na základ? tepelného zdroje.

**balení** : . jar 500 gr