



## Plauk? tiesintuvai - LABOR PRO

### B254 KERATIN 230

plokšt?s ištiesinimo ultragarso gydymas keratinu



✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)

☎ +39 0331 1706328

🌐 [www.globelife.com/laborprohair/](http://www.globelife.com/laborprohair/)

### B254 KERATIN 230

plokšt?s ištiesinimo ultragarso gydymas keratinu

KERATIN plokšt? 230, naudojamas ne aukštesn?je kaip 180 ° C, yra ideali sklandžiai išlyginti, garbanos ir bangos. Naudojama 230 ° C temperat?roje ir kartu su ultragarso funkcij?, turi visas savybes, kad gal?t? vykdyti sandarinimo keratino gydymo funkcij?.

- L?kšt?s metalo Gold
- Skaitmeninis ekranas
- Funkcija ultragarsu (padeda molekuli? pasiskirstymas didesniu tvirtinimo prie Keratino gydymo)
- Skaitmeninis termostatas anksto nustatyta 180 ° C kanoninei naudojim? lentel?, bet su didinant temperat?ra iki 230 ° C gydymo ? Keratino galimyb?
- .- Silikoninis kabelis su pasukama 360 laipsni?