



## Haarverf - CALMAR

### COLOR ZOETE KLEUR

haar kleur room-no ammoniak geen PPD-met olie voor cacao



**CALMAR**<sup>®</sup>

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/calmar



### COLOR ZOETE KLEUR

haar kleur room-no ammoniak geen PPD-met olie voor cacao

SWEET kleur is een permanente kleur met olie voor Cacao en zonder P-fenyleendiamine en paraben-gratis.

Geeft langdurige intens en briljante tinten. Haar glanzend en zijdezacht haar met felle kleuren. Een professionele kleurcrème gemakkelijk te mengen en van toepassing is: het ontbreken van ammoniak vermindert de risico's van respiratoire allergie en minimaliseert de gevoeligheid van de huid. Dankzij haar formule verrijkt met olie van Cacao 'COLOR SWEET' kleur bevordert de voeding nodig om straks de vezels van de haren het haar sterker maken' zacht en glanzend. De aanwezigheid van natuurlijke extracten van kamille hammamelis 'beschermende' weegbree en bevordert sussen en hydratatie. Antioxidant en rustgevende actie van deze extracten geeft bescherming voor de gevoelige huid tijdens de belichtingstijd en stimuleert de hydratatie van het haar Toon het omhoog. De natuurlijke extracten van de paardestaart berk 'St John's Wort en Horsechestnut zijn zuiveren' elasticiteit en natuurlijke helderheid en elasticiteit van het mineraliën ten gunste van gezond haar.

KLEUR SWEET kleur is het resultaat van een perfecte balans tussen base conditionering en hoogwaardige pigmenten met een hoge mate van zuiverheid.

**tinten:** het bereik bevat 42 arceringskleur die beschikbaar is in de reeks: GOLDEN BEIGE 'natuurlijke' ASH 'GOLDEN BROWN' paars ' mahonie bruin/BEIGE 'AUBURN' koud 'TONALIZZATORI' en creamers.

**gebruiksaanwijzing:** in een niet-metalen kom grondig Meng 1:1 verhouding COLOR SWEET kleur + OXIGOLD oxiderende emulsie (100 ml + 100 ml). Toepassing met een penseel op droge, ongewassen haar. Het bedrag moet voldoende zijn om een goede dekking van de witte haren. Laat op 25-35 minuten. Spoel grondig en ga verder met de shampoo.

**verpakking:** tube van 100 ml.