



Saç boyalar? - IT&LY

AQUARELY

yo?un mikro pigmentler ve bu?day proteinler



IT&LY[®]
HAIR FASHION

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328



AQUARELY

yo?un mikro pigmentler ve bu?day proteinler

Yenilikçi nano mikro emülsiyon pigmentler ile formüle edilmiş özel kalite boyama daha düşük içeriği amonyak ve bu?day proteinler ile gövde içine, sulu ve yumuşak parlak terk, overhauling bu capello nüfuz.

Renk canlı ve mükemmel beyaz saç kapsama garanti daha uzun sürer.

İçerir:

- YO?UN mikro pigmentler: pigment nano-microemulsionati oyuk ve keratin saç tellerini bağlama arasındaki derin nüfuz mümkün. Bu yenilikçi teknoloji kullanımdan gelir önemli bir avantaj zaten düşük içeriği azalma oldu azalan pigment boyutu yalnızca kesim açıldığında cuticles gerektirdiğinden amonyak kadar artmaktadır tohum.
- BU?DAY PROTEİN?: hydrolysed bu?day protein oynamak klima ve eylem, kafa derisi ve kılcal lifler korunması, yeniden yapılandırma saç için yumuşaklık ve dille veriyor. Onların da etkili anti-oksidan ve serbest radikallerin oluşumunu azaltır.
- Lavanta ESANSİYEL yağı: hassas lavanta esansiyel yağ en büyük kılcal damar tedavileri nerede yatıyor ve disarrossanti artırma toz bile hassas ciltlerde uygulanan kullanışlı uygulamadır.

gölgeler: 103 sahalardır.

Kullanım Talimatı: krem AQUARELY uygulamak için renk tonu seçin. Seyreltme 1: 1, emülsiyon oksitlenmesini Aquarely ile 5. 50 ml krema Aquarely boyama sağlamak, orta tüpün içeriğini plastik bir karıştırıcı gelen kase ve karıştırmak ile ml 75 Aquarely kadar yumuşak krem emülsiyon oksitleyici, yönergeleri izleyerek:
-Zil sesi tonu: 50 ml krema boya, 75 ben size emülsiyon oksitleyici 10, pozlama süresi 25 dakika.

-1 ton ayd?nlatma: 50 ml krema boya , 75 ml 20 size em?lsiyon oksitleyici, pozlama s?resi 30 dakika.

-BEYAZLATMA sesleri: 50 ml 2 Boyama krem , 30 size em?lsiyon oksitleyici 75 ml, pozlama s?resi 35 dakika.

-3 TONDAN A?ARTMA: kremi 50 ml , ? oksitleyici i?in boya 75 em?lsiyon sen 40, pozlama s?resi 40 dakika.

-ULTRA-ayd?nlatma losyonu: 50 ml krema boya , 40 size em?lsiyon oksitleyici 100 ml, pozlama s?resi 45 dakika.

Ambalaj: 100 ml t?p.