



## Culoarea p?rului Dezvoltatori - SOCO

### AXENIA - LAB COLLECTION EMULSIE oxidant



**SOCO**  
PROFESSIONAL

✉ [bbazar@globelife.com](mailto:bbazar@globelife.com)  
☎ +39 0331 1706328

### AXENIA - LAB COLLECTION EMULSIE oxidant

oxidare emulsie pentru colorare permanenta.  
Emulsia este disponibil la 10, 20, 30, 40 de volume.  
Metoda **de utilizare** : AXENIA LAB de colectare este de a fi folosite în amestec 1 1.5  
**pachete** : 1000 sticle ml

#### LAB COLLECTION ACTIVATOR semi - permanent

activator p?r semipermanent în smântân?

În mod special pentru a fi utilizate cu colorat Axenia Lab Collection.

Metoda **de utilizare** : prin amestecarea 1 parte de culoare Axenia Lab ?i 3 p?r?i ale Activator ve?i ob?ine o colorare semi- permanent?

**cutie** : 1000 ml flacon