



## P?r îndreptat p?rul - LABOR PRO

### B254 KERATINA 230

întinderea placa cu ultrasunete keratina tratament

LABOR  
pro hair



LABOR  
p r o

✉ bbazar@globelife.com

☎ +39 0331 1706328

🌐 www.globelife.com/laborprohair/

### B254 KERATINA 230

întinderea placa cu ultrasunete keratina tratament

Keratina plac? 230, utilizat la o temperatur? maxim? de 180 ° C, este perfect pentru o c?lcat? buna, bucle ?i valuri. Utilizat la 230 ° C ?i combinate cu func?ia ultrasunete, are toate caracteristicile pentru a îndeplini func?ia de etan?are tratamente de keratina.

- Farfurii din metal de aur

- Afi?aj digital

- Cu ultrasunete Func?ia (ajut? la descompunerea moleculelor de un ata?ament mai mare la tratament Keratina)

- Termostat digital de pre - stabilit la 180 ° C, pentru o utilizare canonic a pl?cii, dar cu posibilitatea de cre?tere a temperaturii pân? la 230 ° C pentru tratamente la Keratina

.- Cablu de silicon cu pivotant 360 de grade